



Pijama quirúrgico MC Unisex

TNT PRO

1.- Referencia Sanitaria: QPJ501BD

2.- Finalidad de uso prevista: Pijama quirúrgico no estéril de un solo uso, destinado a cubrir el cuerpo del profesional sanitario y actuar como barrera física para reducir la dispersión de agentes infecciosos y minimizar el riesgo de contaminación cruzada durante procedimientos quirúrgicos así como actividades relacionadas en entornos clínicos.



- Prestación estándar según Norma UNE EN 13795-2:2019, según Informe de Ensayo Nº 2024TM0725 de Aitex.
- Gama TNT PRO, suavidad y protección reforzada
- Hipoalergénico y libre de látex
- Repelente a fluidos
- Confortable y transpirable
- 100% Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	45 g/m ²	● ● ● ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Casaca con cuello de pico y 3 bolsillos. Costuras termosoldadas (sin hilo).
- Pantalón con cintas para ajuste en la cintura y sin bolsillos.



Pijama quirúrgico MC Unisex

TNT PRO



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
VT	Verde turquesa	ECO
AM	Azul marino	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	Dimensiones				Guía Eco
		CASACA		PANTALÓN		
		*Ancho cintura	*Largo	*Tiro	*Largo	
A2	XS	56 cm	74 cm	33 cm	103 cm	ECO++
A3	S	58 cm	76 cm	35 cm	105 cm	ECO++
A4	M	60 cm	76 cm	36 cm	107 cm	ECO+
A5	L	63 cm	76 cm	37 cm	107 cm	ECO+
A6	XL	64 cm	76 cm	40 cm	110 cm	ECO
A7	XXL	67 cm	79 cm	41 cm	112 cm	ECO

*Tolerancia ± 3%
Consúltenos si necesita otras tallas

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar: casaca cuello pico y termosellado automático costuras hacia exterior con 3 bolsillos. Pantalón cinta ajuste y sin bolsillos	ECO++
11	Modelo estándar: casaca cuello pico y termosellado automático costuras hacia interior con 3 bolsillos. Pantalón cinta ajuste y sin bolsillos	ECO

Para otras variantes, consultar.

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	Polybag 50 uds. (opcional variante 10 o 11)	50 uds.	1.000 uds. 225 cm altura total	ECO++
B2	Polybag 1 ud. (solo variante 11)	50 uds.	1.000 uds. 225 cm altura total	ECO

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.



Pijama quirúrgico MC Unisex


TNT PRO



6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Pijama quirúrgico de prestación estándar según Norma UNE EN 13795-2:2019, según Informe de Ensayo Nº 2024TM0725 de Aitex.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019.
- Libre de látex.
- Reciclable.

7.- Modelo de etiquetado



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Introducir las piernas por las perneras del pantalón y anudar la cinta por la cintura.
- 2.-Invertir la casaca para que las costuras internas queden hacia el interior, en caso de elegir la opción estándar.
- 3.-Introducir la cabeza por la abertura del cuello y los brazos por las de las mangas, verificando que los hombros quedan alineados con las costuras superiores.
- 4.-Verificar la talla elegida comprobando que resulta cómoda y no dificulta la movilidad.
- 5.-Producto de un solo uso.

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado en el contenedor de residuos sanitarios correspondiente.
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. C.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril.



Pijama quirúrgico MC Unisex

TNT PRO



9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, grana de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

